



### Γενικές οδηγίες ασφαλείας

- Χρησιμοποιείτε την συσκευή αποκλειστικά για ιδιωτικούς σκοπούς και για τον σκοπό για τον οποίον προβλέπεται.
- Φυλάξτε την συσκευή μακριά από τα παιδιά.
- Για λόγους υγιεινής, συστήνουμε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή είτε αποκλειστικά για πρωκτική ή στοματική μέτρηση.
- Μην βουτάτε την συσκευή στο νερό, μην το μασήσετε και μην το λυγίζετε.
- Αποφύγετε να έρθει σε επαφή με την οθόνη σάλιο.
- Μην αφήσετε τη συσκευή να πέσει κάτω και αποφύγετε τις βαριές συγκρούσεις.

### Σύμβολα ασφαλείας στην πινακίδα τύπου



Διαβάστε καλά τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε την συσκευή και διατηρήστε τις σε ένα ασφαλές μέρος!



Τμήμα εφαρμογής του τύπου BF

### Περιγραφή της συσκευής

1. Οθόνη
2. Διακόπτης On/Off
3. Αισθητήρας
4. Θήκη μπαταρίας



### Εισαγωγή της μπαταρίας

- Η μπαταρία που παρέχεται είναι μπαταρία μακράς βιωσιμότητας τύπου (Λθίου).
- Ανοίξτε το καπάκι της μπαταρίας (4) από το πλάι του θερμόμετρου και τραβήξτε έντονα.
  - Αντικαταστήστε την μπαταρία με μία ίδιου τύπου. Προσέξτε την πόλωση.
  - Κλείστε το καπάκι της μπαταρίας.

Ένα σύμβολο μπαταρίας στην οθόνη (1) εμφανίζεται, όταν η μπαταρία θα πρέπει να αλλάξει. Προσοχή: Οι μπαταρίες δεν πρέπει να πετιούνται στα σκουπίδια. Σας παρακαλούμε να δίνεται τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες στους τόπους συλλογής ή στον έμπορο που πουλάει μπαταρίες. Μην ρίχνετε ποτέ τις μπαταρίες στην φωτιά.

### Οδηγίες για την μέτρηση

- Πιέστε το κουμπί On/Off (2). Μετά από έναν σύντομο διάστημα, η οθόνη θα παρουσιάσει τους °C.
- Παρακαλώ σταθείτε, καθίστε ή ξαπλώστε ακίνητοι.
- Έναρξη μέτρησης. Για να μετρήσετε στοματικά, βάλτε το θερμόμετρο (3) στο στόμα σας και κλείστε το. Η κανονική θερμοκρασία είναι 37.0 °C.
- Εάν θέλετε να πάρετε τη θερμοκρασία από τη μασχάλη, καθαρίστε το θερμόμετρο με ένα στεγνό ύφασμα πρώτα και βάλτε το κάτω από το βραχιόνά σας. Η κανονική θερμοκρασία είναι 36.5 °C.
- Εάν χρησιμοποιείτε το θερμόμετρο από τον πρωκτό, βάλτε λίγη υδροδιαλυτή κρέμα, π.χ. βαζελίνη, στην άκρη της συσκευής. Βάλτε το προσεκτικά το ανώτατο 1 cm. Η κανονική θερμοκρασία είναι 37.5 °C.
- Όταν η διαδικασία μέτρησης ολοκληρώνεται (μετά από περίπου 90 δευτερόλεπτα) η συσκευή θα ηχήσει.
- Εάν η θερμοκρασία είναι πάρα πολύ υψηλή 'Hi °C θα επιδειχθεί, εάν είναι πάρα πολύ χαμηλή θα δείτε 'Lo °C στην οθόνη.
- Μετά από 6 λεπτά ή πιέζοντας το κουμπί On/Off, η συσκευή σβήνει αυτόματα.
- Εάν ανοίξετε πάλι τη συσκευή, θα παρουσιάσει πάντα πρώτα την τελευταία μετρημένη θερμοκρασία (λειτουργία μνήμης).

## Περιποίηση και συντήρηση

- Χρησιμοποιείτε ένα στεγνό πανί για να καθαρίζετε την συσκευή μετά από κάθε χρήση (συνιστάται).
- Μην χρησιμοποιείτε αέρια ή άλλα ισχυρά απορρυπαντικά.
- Εάν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για πολύ καιρό, η μπαταρία πρέπει να αφαιρεθεί. (Οι μπαταρίες με διαρροή μπορούν να χαλάσουν τη συσκευή.)
- Καθαρίζετε μετά από κάθε χρήση την συσκευή και κρατήστε την στη θήκη της.
- Προστατεύστε το θερμομέτρο από άμεση ακτινοβολία του ήλιου, υψηλές θερμοκρασίες, υγρασία και από σκόνη.
- Μην εκθέτετε την συσκευή σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες (κάτω από  $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ ) ή πολύ υψηλές (άνω των  $60\text{ }^{\circ}\text{C}$ ).

## Εγγύηση

Η συσκευή που παρέχεται από την επιχείρησή μας καλύπτεται από μια εγγύηση 24 μηνών που αρχίζει κατά την ημερομηνία της αγοράς (απόδειξη).

Κατά τη διάρκεια της εγγύησης οποιοδήποτε ελάττωμα της συσκευής ή των εξαρτημάτων της \*) που αποδίδεται στο υλικό ή ατέλειες κατασκευής θα διορθωθεί δωρεάν επισκευάζοντάς το ή, κατά την κρίση μας, αντικαθιστώντας την. Οι υπηρεσίες εγγύησης δεν συνεπάγονται επέκταση της εγγύησης ούτε δίνουν οποιοδήποτε δικαίωμα σε μια νέα εγγύηση!

Η απόδειξη της εγγύησης χορηγείται με την απόδειξη της αγοράς. **Χωρίς απόδειξη της αγοράς καμία δωρεάν αντικατάσταση ή επισκευή δεν πραγματοποιείται.**

Εάν επιθυμείτε να δηλώσετε κάτι σε σχέση με την εγγύηση παρακαλώ επιστρέψτε ολόκληρη την συσκευή στην αρχική συσκευασία στον έμπορο μαζί με την απόδειξη.

\*) Η ζημία στα εξαρτήματα δεν σημαίνει αυτόματα την δωρεάν αντικατάσταση ολόκληρης της συσκευής. Σε τέτοιες περιπτώσεις παρακαλώ ελάτε σε επαφή μαζί μας. Σπασμένο γυαλί ή θρύψαλα πλαστικών χρεώνονται πάντα.

Ατέλειες στα αναλώσιμα ή αντικείμενα που φθείρονται (π.χ. έμβολα μηχανών, λεπίδες ζύμωσης, άξονες κίνησης, εφεδρικός τηλεχειρισμός, εφεδρικές οδοντόβουρτσες, λεπίδες πριονιών, κ.λ.π.) όπως και στον καθαρισμό, συντήρηση ή στην αντικατάσταση από τα εν λόγω μέρη δεν καλύπτονται από την εγγύηση και ως εκ τούτου χρεώνονται!

Η εγγύηση διακόπτεται σε περίπτωση επέμβασης αναρμόδιου.

## Μετά από τη λήξη της εγγύησης

Μετά από τη λήξη της εγγύησης οι επισκευές μπορούν να γίνουν από τον έμπορο ή την υπηρεσία επισκευής έναντι πληρωμής των επόμενων δαπανών.

## Εφαρμοσμένοι κανόνες

Το σήμα CE- **CE 0197** της συσκευής μέτρησης είναι αντίστοιχο της κατευθυντήριας γραμμής της Ε.Ε. 93/42/EEC (Οδηγίες ιατρικών συσκευών). Οι εξής κανονισμοί ισχύουν για την κατασκευή και την παραγωγή της συσκευής .

EN 60601-1-2:1993: Ιατρικά ηλεκτρικά εργαλεία και συσκευές με ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα.

Επιφυλάσσονται τεχνικές αλλαγές.

## Σημασία του συμβόλου "Σκουπιδοτενεκέδων"



Προστατεύστε το περιβάλλον μας: μην πετάτε τον ηλεκτρικό εξοπλισμό στα εσωτερικά απόβλητα.

Παρακαλώ επιστρέψτε οποιοδήποτε ηλεκτρικό εξοπλισμό που δεν χρησιμοποιείτε πλέον στα σημεία που παρέχονται για τη διάθεσή τους.

